

실험실용 액체 질소 소형 초저온 분쇄기 Cryomill Cryogrinder

품목 번호: KT-DC31



소개

당사의 KINTEK Cryomilling은 소량 생산 및 R&D 시험에 적합합니다. 다용도 초저온 시스템을 통해 플라스틱, 고무, 제약, 식품 등 다양한 재료를 처리할 수 있습니다. 또한, 당사의 특수 유압 실험실 분쇄기는 여러 번의 통과를 통해 정확한 결과를 보장하여 XRF 분석에 적합합니다. 쉽게 미세 분말 샘플을 얻으십시오!

자세히 알아보기

제품명	액체 질소 저온 분쇄기
모델	KT-DC31
전력	1.8kw
전압	220V/50Hz
저온 분쇄 미세도	40-300 메쉬
출력	0.3-3kg/h
소량 처리 용량	10g
배출 방식	연속
회전 속도	25000r/min
호스트 무게	12kg
호스트 크기	290*280*480mm
냉각 매체	액체 질소
칼 유형	다면 경사 칼
분쇄 원리	고속 충격
액체 질소 출력 모드	액체 질소 펌프
액체 배출 제어	스케일이 있는 볼 밸브
배출 방식	스크린리스 공기 분리
액체 질소 시스템	발 페달식/자체 가압식 (택 1)
참고	장비 사용 시 환기에 주의하고 저온 보호를 잘 해주십시오.