

## 실험실용 소형 항온 가열 자기 교반기

품목 번호: KTL-2



### 소개

실험실용 소형 항온 가열 자석 교반기는 다양한 실험실 응용 분야에서 정밀한 온도 제어와 효율적인 혼합을 위해 설계된 다용도 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KTL-HA	KTL-HB
디스플레이 모드	LCD	LCD
속도 범위	100~1600rpm	100~2000rpm
속도 제어 정확도	±10rpm	±10rpm
타이밍 범위	1~99시간 59분	1~99시간59분
온도 제어 범위	RT~300°C	트레이 RT~350°C 샘플 RT~250°C
온도 제어 정확도	트레이 ±3°C 용액 ±0.5°C	<100°C±0.5°C/ >100°C±1°C(용액)
최대 교반량(H2O)	5L	20L