

실험실 테스트 체 및 체질 기계

품목 번호: KT-RCZ



소개

정확한 입자 분석을 위한 정밀 실험실 테스트 체 및 체질기. 스테인리스 스틸, ISO 규격, 20 μ m-125mm 범위. 지금 사양을 요청하세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
체 직경	Φ400, Φ300, Φ200(mm)
체 레이어	1-5(하단 커버 포함)
공급량(1회)	≤300g
진동 진폭	1-5mm
여기력	5KN
Power	0.25KW 220V 50HZ
속도	1440R/min
치수	600×490×370mm
체 무게	60kg
모션 궤적	원형 모션
타이밍 시간	0.01-99.59분
노이즈	≤50dB
재질	304 스테인리스 스틸
포장 방법	나무 상자 포장