

리튬 티타네이트(Li₂TiO₃) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

품목 번호: LM-Li₂TiO₃



소개

합리적인 가격으로 귀하의 실험실에 필요한 고품질 리튬 티타네이트 재료를 얻으십시오. 모양, 크기 및 순도가 다른 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 다양한 사양의 스퍼터링 타겟, 분말 등을 찾아보십시오.

[자세히 알아보기](#)