

티탄산 리튬(LiTiO3) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

품목 번호: LM-LiTiO3



소개

합리적인 가격으로 귀하의 실험실을 위한 고품질 리튬 티타네이트(LiTiO3) 재료를 얻으십시오. 당사의 맞춤형 솔루션은 스퍼터링 타겟, 코팅 재료, 분말 등을 포함하여 다양한 순도, 모양 및 크기를 제공합니다. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)