

실험실용 수동 유압 펠렛 프레스

품목 번호: PCMP



소개

작은 설치 면적으로 효율적인 시료 준비가 가능한 수동 실험실용 유압 프레스입니다. 재료 연구 실험실, 제약, 촉매 반응 및 세라믹 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
압력 범위	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)
피스톤 직경	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)
일체형 구조	씰 연결 없음, 오일 누출 감소	씰 연결 없음, 오일 누출 감소	씰 연결 없음, 오일 누출 감소	씰 연결 없음, 오일 누출 감소	씰 연결 없음, 오일 누출 감소	씰 연결 없음, 오일 누출 감소	씰 연결 없음, 오일 누출 감소
압력계	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시
최대 행정 (T)	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm (T)	50mm (T)
압력 안정성	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
작업대 직경	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)
기동 수	2개	2개	2개	2개	4개	4개	4개
작업 공간	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	106×185mm(M×N)
크기	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)	295×215×500mm(L×W×H)
무게	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg	75Kg