

가열된 플레이트가 있는 가열 유압 프레스 기계, 진공 박스 실험실 핫 프레스용

품목 번호: PCVM



소개

진공 박스용 실험실 프레스는 실험실 사용을 위해 설계된 특수 장비입니다. 주요 목적은 특정 요구 사항에 따라 알약과 분말을 누르는 것입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCVM-10T
압력 범위	0-10.0톤
가압 공정	수동 가압
가열 온도	최대 500°C
가열 플레이트	180x180mm, 200x200mm
진공 박스 재질	SUS 304 (스테인리스 스틸)
스튜디오 크기	400x400x400mm
문 크기	300x350mm
진공도	-0.1MPa
치수	450x550x850(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz (110V 지원 가능)