

## 마이크로 인젝터/액상 가스 크로마토그래피 주입 플런저 주입 바늘

품목 번호: KTG-5



### 소개

가스 크로마토그래피에서 정확한 시료 주입을 위해 정밀하게 설계되어 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	바늘 외경	바늘 길이	푸시 로드
0.5ul	0.5	78	중공 더블 레이어
1ul	0.5	73	중공 더블 레이어
2ul	0.5	75	중공 더블 레이어
5ul	0.6	75	중공 더블 레이어
10ul	0.5	55	솔리드 PTFE
25ul	0.5	55	고체 PTFE
50ul	0.5	55	고체 PTFE
100ul	0.5	55	고체 PTFE
250ul	0.5	55	고체 PTFE
500ul	0.5	55	고체 PTFE

사양	바늘 외경	바늘 길이	푸시 로드
0.5ul	0.5	78	중공 더블 레이어
1ul	0.7	73	중공 더블 레이어
2ul	0.7	75	중공 더블 레이어
5ul	0.7	75	중공 더블 레이어
10ul	0.7	51	솔리드 PTFE
25ul	0.7	51	고체 PTFE
50ul	0.7	51	고체 PTFE
100ul	0.7	51	고체 PTFE
250ul	0.7	55	고체 PTFE
500ul	0.7	55	고체 PTFE