

실험실 미세 조직 분쇄기

품목 번호: KT-MT10



소개

KT-MT10은 컴팩트한 구조 설계를 갖춘 소형 볼 밀입니다. 너비와 깊이는 각각 15x21cm에 불과하며 총 무게는 8kg에 불과합니다. 최소 0.2ml 원심분리 튜브 또는 최대 15ml 볼 밀 병과 함께 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

최대 주입 크기	< 6 mm
샘플 입자 크기 범위	0.1-20 μ m
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄 저온 분쇄
작동 원리	8트랙 고주파 3차원 운동
운동 범위	12mm
운동 빈도	3000회/분
분쇄 캐리어 유형	볼 밀 병 세포 파과 어댑터
볼 밀 재질	탄화텅스텐 지르코니아 스테인리스 스틸 폴리테트라플루오로에틸렌 등 선택 사항
볼 밀 병 수	1
볼 밀 병 용량	15 ml
분쇄 볼 재질	지르코니아 스테인리스 스틸 탄화텅스텐 선택 사항
분쇄 볼 크기	0.1-15mm
구성 가능한 원심분리기 튜브 용량	0.2ml 0.5ml 2ml 5ml
세포 파과 어댑터	0.2mlX25 0.5mlX12 2mlX5 5mlX4
전기 설명	200-240V AC, 50-60Hz, 30W
전원 포트	국가 표준 유럽 표준 미국 표준 영국 표준 등
순 중량	8kg
치수 (너비, 깊이 및 높이)	50*210*220 mm
보호 등급	IP65
표준	CE
추가 항목	투명 PC 보호 커버, 액체 질소 드라이 아이스 냉각