

마이크로 티슈 그라인더

품목 번호: KT-MT10



소개

KT-MT10은 컴팩트한 구조의 미니어처 볼 밀입니다. 가로와 세로가 15X21cm에 불과하고 총 무게는 8kg에 불과합니다. 최소 0.2ml 원심분리기 튜브 또는 최대 15ml 볼 밀 용기와 함께 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

최대 주입 크기	< 6mm 미만
시료 입자 크기 범위	0.1-20 um
분쇄 방법	건식 연삭 습식 연삭 저온 연삭
작동 원리	8트랙 고주파 3차원 입체 이동
동작 범위	12mm
이동 빈도	3000회/분
그라인딩 캐리어 유형	볼 밀 용기 셀 파과 어댑터
볼 밀 재료	텅스텐 카바이드 지르코니아 스테인리스 스틸 폴리테트라플루오로에틸렌 등(옵션)
볼 밀 용기 개수	1
볼 밀 용기 용량	15 ml
그라인딩 볼 재질	지르코니아 스테인리스 스틸 텅스텐 카바이드 옵션
그라인딩 볼 크기	0.1-15mm
구성 가능한 원심분리기 튜브 용량	0.2ml 0.5ml 2ml 5ml
셀 브레이킹 어댑터	0.2mlX25 0.5mlX12 2mlX5 5mlX4
전기적 설명	200-240V AC, 50-60Hz, 30W
전원 포트	국가 표준 유럽 표준 미국 표준 영국 표준 등
순 중량	8kg
치수(폭, 깊이, 높이)	50*210*220 mm
보호 등급	IP65
표준	CE
추가 품목	투명 PC 보호 커버, 액체 질소 드라이아이스 냉각