

## 미니 Ss 고압 반응기

품목 번호: KV-3H



### 소개

미니 SS 고압 반응기 - 의학, 화학 및 과학 연구 산업에 이상적입니다. 프로그래밍된 가열 온도 및 교반 속도, 최대 22Mpa 압력.

### 자세히 알아보기

모델	25ml	50ml	100ml	300ml	500ml
원자로 재료	304/316L 스테인레스 스틸				
작업 온도	260 °C				
최대 작업 압력	22Mpa				
가열 방식	모듈형 가열 맨틀				
발열력	600W		800W		
교반 방식	자기 교반/기계적 마그네티론 커플링 교반				
장착	입구/출구 밸브, 압력 게이지, 온도계				