

시료 전처리용 실험실용 분쇄기 모르타르 그라인더

품목 번호: KT-MG200



소개

KT-MG200 모르타르 그라인더는 분말, 현탁액, 페이스트 및 점성 시료의 혼합 및 균질화에 사용할 수 있습니다. 사용자가 보다 규칙적이고 높은 재현성을 가진 이상적인 시료 전처리 작업을 실현할 수 있도록 도와줍니다.

[자세히 알아보기](#)

적합한 재료	연성 경성 취성 펄프형
처리 유형	분쇄
최대 주입 크기	< 8 mm
시료 입자 크기 범위	< 10-20um
배치당 유효 처리 용량	10-190ml
최대 속도	100 rpm
모르타르 부피	700ml
모르타르 재질	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 스테인리스 스틸 가능
페슬 재질	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 스테인리스 스틸 가능
페슬 지지대 재질	304 스테인리스 스틸
페슬 압력 조절	핸들 수직 조절
페슬 위치 조절	측면 조절용 노브
스크레이퍼 재질	PTFE 나일론 선택 가능
스크레이퍼 조절	압력 조절 가능 측면 위치 조절 가능
분쇄 시간 설정	9999 h min s
정지 시간 설정	9999 h min s
분쇄 방식	건식 분쇄 습식 분쇄 저온 분쇄
순중량	38 kg
전체 치수	310*330*430 mm
전기 사양	110-220V, 50-60Hz, 150W
보호 등급	IP65
품질 표준	CE