

실험실용 탈형 없는 적외선 프레스 몰드

품목 번호: PMI

소개

탈형이 필요 없는 당사의 실험실용 적외선 프레스 몰드로 시료를 손쉽게 테스트하세요. 높은 투과율과 맞춤형 크기로 편리함을 더했습니다.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMI-A	PMI-B
시료 모양		
다이 재질	텅스텐 카바이드	
인덴터 경도	HRC68-HRC85	
시료 크기	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
캐비티 깊이	10mm(N)	5mm(N)
치수	Φ76*50*70mm(L*W*H)	Φ76*30*70mm(L*W*H)
무게	0.76Kg	0.35Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		