

## 탈형 실험실 적외선 프레스 몰드 없음

품목 번호: PMI



### 소개

실험실 적외선 프레스 금형을 사용하여 탈형 없이 샘플을 손쉽게 테스트하십시오. 당신의 편의를 위해 높은 투과율과 맞춤형 크기를 즐기십시오.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMI-A	PMI-B
재료	카바이드 YT15	
압자 경도	HRC85-HRC90	
표본의 크기	φ13mm	φ7mm
캐비티 깊이	10mm	5mm
외부 치수	76×50×70mm	76×30×70mm
무게(kg)	0.75	0.35

다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다