


실험실용 폴리곤 프레스 금형

품목 번호: PMPD



소개

소결용 정밀 폴리곤 프레스 금형을 만나보세요. 오각형 부품에 이상적인 저희 금형은 균일한 압력과 안정성을 보장합니다. 반복 가능하고 고품질의 생산에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMPD
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	5*5, 10*10, 15*15, 20*20 mm (M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ53*120mm(L*H)
무게	1.4Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	