

## 휴대용 오토클레이브 살균 압력

품목 번호: KT-P02



### 소개

휴대용 오토클레이브 압력 멸균기는 압력 포화 증기를 사용하여 항목을 빠르고 효과적으로 멸균하는 장치입니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델	KT-18LD	KT-24LD
소독량	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
고정 업무 스트레스	0.14-0.16Mpa	
정격 작동 온도	126°C	
최대 안전 압력	0.165Mpa	
멸균실의 열균일성	≤1°C	
힘	AC220V.50Hz/2KW	
운반 부피(mm)	410×410×520	410×410×630
총중량/순중량	18/16kg	19/17kg