

실험실용 휴대용 고압 실험실 오토클레이브 증기 멸균기

품목 번호: KT-P02



소개

휴대용 오토클레이브 멸균기는 가압 포화 증기를 사용하여 물품을 빠르고 효과적으로 멸균하는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	3밸브 강화형			KTM-B 자동 및 KTM-C 자동			
제품 번호	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
용량	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
주파수	50±1			50			
전력	2±10%KW			2KW			
입력 전원	AC(220±22)V			220V			
정격 작동 온도	126°C						
고정 작동 압력	0.142Mpa						
순중량	12Kg	13.5Kg	14.7Kg	9Kg	10.5Kg	12Kg	14Kg

모델	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
입력 전원	220V/50HZ		
전력	1KW	2KW	2KW
표시 방식	압력계		
용량	8L	18L	24L
최대 작동 온도	126~128°C		
고정 작동 압력	0.145~0.165Mpa		
내부 배럴 두께	0.52mm		
가열 방식	석탄 및 전기		
멸균실 크기	φ240×120mm	φ280×235mm	φ280×340mm

모델	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
입력 전원	220V/50HZ			

전력	2KW			
표시 방식	압력계		압력계/디지털 디스플레이	
용량	18L	24L	18L	24L
최대 작동 온도	126~128°C			
고정 작동 압력	0.145~0.165Mpa			
내부 배럴 두께	0.52mm			
가열 방식	전기 가열			
평균 실 크기	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm