

실험실용 308L 정밀 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-308



소개

실험실용 초저온 냉동고: -86°C 보관, 정밀 제어, 에너지 효율적, 안전한 샘플 보존. 안정적이고 내구성 있음.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양
모델 참조	KTFDV-308
유형	수직형
용량	308L
내부 온도	-40°C ~ -86°C, 조절 가능
경보	소리 및 빛 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력	580W
에너지 소비량	9.80 kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소 프리, 친환경 냉매
냉동 시스템	단일 압축기 냉동 시스템
온도 제어	전자식 온도 제어
온도 표시	디지털 디스플레이
프로브	PTC
냉각 팬 유형	고품질 저소음 팬
외부 캐비닛 재질	분체 도장 냉간 압연 강판
내부 라이너 재질	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 3개 / 내부 도어 4개, 304 스테인리스 스틸
단열 두께	120mm
균형 포트	1개 (직경 18mm)
캐스터	4개

특징	사양
순중량/총중량	160/195 kg
외부 치수 (가로*세로*높이)	860*850*1740 mm
내부 치수 (가로*세로*높이)	610*590*950 mm
포장 치수 (가로*세로*높이)	960*970*1910 mm
적재 수량	14개/20'GP 컨테이너
주변 온도	10°C ~ 30°C
전압 범위	187V ~ 242V AC