

실험실용 308L 정밀 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-308



소개

실험실용 초저온 냉동고: -86°C 보관, 정밀한 제어,
에너지 효율적이고 안전한 샘플 보존. 안정성과 내구성.

자세히 알아보기

기능	사양
모델 참조	KTFDV-308
유형	업라이트
용량	308L
내부 온도	-40°C ~ -86°C, 조절 가능
알람	소리 및 빛 경보
전원 공급	220V/50Hz
전력	580W
에너지 소비량	9.80kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	무불소, 친환경 냉매
냉장 시스템	싱글 컴프레서 냉장 시스템
온도 제어	전자식 온도 제어
온도 디스플레이	디지털 디스플레이
프로브	PTC
냉각 팬 유형	고품질 저소음 팬
외부 캐비닛 재질	분말 코팅 냉간 압연 강판
내부 라이너 재질	304 스테인리스 스틸
선반/이너 도어	선반 3개/내부 도어 4개, 304 스테인리스 스틸
단열 두께	120mm
밸런스 포트	1개(직경 18mm)
캐스터	4

기능	사양
순중량/총중량	160/195 kg
외부 치수 (W D H)	860 850 1740 mm
내부 치수 (W D H)	610 590 950 mm
포장 치수 (W D H)	960 970 1910 mm
적재 수량	14개/20'GP 컨테이너
주변 온도	10°C ~ 30°C
전압 범위	187V ~ 242V AC