

실험실용 158L 정밀 수직 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-158



소개

실험실용 신뢰성 있는 158L ULT 냉동고, -86°C 유지, 에너지 효율적, 고급 안전 기능 포함. 민감한 샘플 보관에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
모델	KTFDV-158
유형	수직
용량	158L
내부 온도	-40°C ~ -86°C, 조절 가능
알람	청각 및 시각 알람
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력	500W
소비 전력	7.1 kW.h/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소 프리 친환경 냉매
압축기	고효율
냉동 시스템	단일 스테이지 압축 냉동 시스템
온도 제어	전자 온도 제어
온도 표시	디지털 디스플레이
프로브	PTC
응축기 팬	EBM
외부 케이스	분체 도장 냉간 압연 강판
내부 케이스	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 2개 / 내부 도어 3개, 304 스테인리스 스틸
단열 두께	120mm
압력 평형 포트	1개 (직경 18mm)

매개변수	값
캐스터	4개
순중량 / 총중량	123 / 150kg
외부 치수 (가로*세로*높이)	700*700*1580mm
내부 치수 (가로*세로*높이)	460*455*800mm
포장 치수 (가로*세로*높이)	합판 상자: 760*790*1720mm / 하드 카드보드 상자: 790*820*1750mm (약)
적재 수량	21개/20'GP