

# 실험실 애플리케이션을 위한 158L 정밀 수직 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-158



## 소개

실험실용 158L ULT 냉동고는 -86°C를 유지하며 에너지 효율이 높고 고급 안전 기능을 갖추고 있습니다. 민감한 샘플 보관에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	Value
모델	KTFDV-158
유형	수직
용량	158L
내부 온도	-40°C ~ -86°C, 조절 가능
알람	청각 및 시각 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력	500W
전력 소비	7.1 kW.h/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소가 없는 친환경 냉매
컴프레서	고효율
냉장 시스템	단일 단계 압축 냉장 시스템
온도 제어	전자식 온도 제어
온도 디스플레이	디지털 디스플레이
프로브	PTC
콘덴서 팬	EBM
외부 케이스	분말 코팅 냉간 압연 강판
내부 케이싱	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 2개/내부 도어 3개, 304 스테인리스 스틸
단열 두께	120mm
압력 균등화 포트	1개(직경 18mm)

파라미터	Value
캐스터	4
순중량 / 총중량	123 / 150kg
외부 치수 (W D H)	700 700 1580mm
내부 치수 (W D H)	460 455 800mm
포장 치수 (W D H)	합판 박스 760 790 1720mm / 하드 카드보드 박스: 790 820 1750mm (약.)
적재 수량	21개/20'GP