

## Ptfe 클리닝 랙

품목 번호: PTFE-01



### 소개

PTFE 세척 랙은 주로 테트라플루오로에틸렌으로 만들어집니다. "플라스틱의 왕"으로 알려진 PTFE는 테트라플루오로에틸렌으로 만들어진 고분자 화합물입니다.

[자세히 알아보기](#)

직경\*슬롯 폭\*적용 용량

45\*1.5mm\*100ml

45\*2.5mm\*100ml

60\*1.5mm\*250ml

60\*2.5mm\*250ml

80\*1.5mm\*500ml

80\*2.5mm\*500ml

90\*1.5mm\*1000ml

90\*2.5mm\*1000ml