

Ptfe 클리닝 랙

품목 번호: PTFE-01



소개

PTFE 세척 랙은 주로 테트라플루오로에틸렌으로 만들어집니다. "플라스틱의 왕"으로 알려진 PTFE는 테트라플루오로에틸렌으로 만들어진 고분자 화합물입니다.

[자세히 알아보기](#)

직경*슬롯 폭*적용 용량

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1.5mm*250ml

60*2.5mm*250ml

80*1.5mm*500ml

80*2.5mm*500ml

90*1.5mm*1000ml

90*2.5mm*1000ml