


## Ptfe 청소 랙/Ptfe 꽃 바구니 청소 꽃 바구니 부식 방지

품목 번호: PTFE-20



### 소개

PTFE 꽃바구니 청소용 꽃바구니라고도 하는 PTFE 청소 랙은 PTFE 소재를 효율적으로 청소할 수 있도록 설계된 특수 실험실 도구입니다. 이 청소 랙은 실험실 환경에서 PTFE 품목의 무결성과 성능을 유지하면서 철저하고 안전하게 청소할 수 있도록 도와줍니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델	사이즈	적용 가능
정사각형	60mm*60mm	500ml 비커
원형	직경 30mm	75ml 비커
원형	지름 45mm	100ml 비커
원형	지름 60mm	250ml 비커

필요한 모든 크기의 맞춤형 청소용 꽃바구니를 제공합니다.