

배양 접시 및 증발 접시용 맞춤형 Ptf 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-26



소개

PTFE 배양 접시 증발 접시는 내화학성과 고온 안정성으로 알려진 다용도 실험실 도구입니다.

불소수지인 PTFE는 탁월한 논스틱 특성과 내구성을 제공하여 여과, 열분해, 멤브레인 기술을 포함한 연구 및 산업의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	바닥 외경(mm)	입구 내경(mm)	전체 높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
얇은20mm	20	15	10	5	2.5
얇은30mm	30	25	10	5	2.5
얇은40mm	40	30	10	5	5
얇은50mm	50	40	10	5	5
얇은60mm	60	50	10	5	5
얇은80mm	80	70	10	5	5
얇은90mm	90	80	10	5	5
얇은100mm	100	90	10	5	5
얇은120mm	120	110	10	5	5
깊은20mm	20	15	20	5	2.5
깊은30mm	30	25	20	5	2.5
깊은40mm	40	30	20	5	5
깊은50mm	50	40	20	5	5
깊은60mm	60	50	20	5	5
깊은80mm	80	70	20	5	5
깊은90mm	90	80	20	5	5
깊은100mm	100	90	20	5	5
깊은120mm	120	110	20	5	5

모델	외부 길이(mm)	내부 변 길이(mm)	높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
사각형40mm	40	30	20	5	5
사각형50mm	50	40	20	5	5

사각형60mm	60	50	20	5	5
사각형70mm	70	60	20	5	5
사각형80mm	80	70	20	5	5
사각형90mm	90	80	20	5	5
사각형100mm	100	90	20	5	5
사각형110mm	110	100	20	5	5
사각형120mm	120	110	20	5	5