

Ptfe 배양 접시/증발 접시/세포 박테리아 배양 접시/내산성 및 내알칼리성, 고온 내성

품목 번호: PTFE-26



소개

폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 배양 접시 증발 접시는 내화학성과 고온 안정성으로 잘 알려진 다용도 실험실 도구입니다. 불소 중합체인 PTFE는 뛰어난 비점착성과 내구성을 제공하여 여과, 열분해, 멤브레인 기술 등 연구 및 산업 분야의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

| 모델 | 바닥 외경(mm) | 입 안 지름(mm) | 총 높이(mm) | 바닥 두께(mm) | 벽 두께(mm) |
|--------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 얇은20mm | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |
| Shallow30mm | 30 | 25 | 10 | 5 | 2.5 |
| 얇은40mm | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Shallow50mm | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| 얇은60mm | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 |
| Shallow80mm | 80 | 70 | 10 | 5 | 5 |
| Shallow90mm | 90 | 80 | 10 | 5 | 5 |
| Shallow100mm | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 |
| Shallow120mm | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 |
| Deep20mm | 20 | 15 | 20 | 5 | 2.5 |
| Deep30mm | 30 | 25 | 20 | 5 | 2.5 |
| Deep40mm | 40 | 30 | 20 | 5 | 5 |
| Deep50mm | 50 | 40 | 20 | 5 | 5 |
| Deep60mm | 60 | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Deep80mm | 80 | 70 | 20 | 5 | 5 |
| Deep90mm | 90 | 80 | 20 | 5 | 5 |
| Deep100mm | 100 | 90 | 20 | 5 | 5 |
| Deep120mm | 120 | 110 | 20 | 5 | 5 |

| 모델 | 외부 길이(mm) | 안쪽 길이(mm) | 높이(mm) | 바닥 두께(mm) | 벽 두께(mm) |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 정사각형40mm | 40 | 30 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형50mm | 50 | 40 | 20 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---|---|
| 정사각형60mm | 60 | 50 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형70mm | 70 | 60 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형80mm | 80 | 70 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형90mm | 90 | 80 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형100mm | 100 | 90 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형110mm | 110 | 100 | 20 | 5 | 5 |
| 정사각형120mm | 120 | 110 | 20 | 5 | 5 |