


## Ptfe 배양 접시/증발 접시/세포 박테리아 배양 접시/내산성 및 내알칼리성, 고온 내성

품목 번호: PTFE-26



### 소개

폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 배양 접시 증발 접시는 내화학성과 고온 안정성으로 잘 알려진 다용도 실험실 도구입니다. 불소 중합체인 PTFE는 뛰어난 비점착성과 내구성을 제공하여 여과, 열분해, 멤브레인 기술 등 연구 및 산업 분야의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

모델	바닥 외경(mm)	입 안 지름(mm)	총 높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
얇은20mm	20	15	10	5	2.5
Shallow30mm	30	25	10	5	2.5
얇은40mm	40	30	10	5	5
Shallow50mm	50	40	10	5	5
얇은60mm	60	50	10	5	5
Shallow80mm	80	70	10	5	5
Shallow90mm	90	80	10	5	5
Shallow100mm	100	90	10	5	5
Shallow120mm	120	110	10	5	5
Deep20mm	20	15	20	5	2.5
Deep30mm	30	25	20	5	2.5
Deep40mm	40	30	20	5	5
Deep50mm	50	40	20	5	5
Deep60mm	60	50	20	5	5
Deep80mm	80	70	20	5	5
Deep90mm	90	80	20	5	5
Deep100mm	100	90	20	5	5
Deep120mm	120	110	20	5	5

모델	외부 길이(mm)	안쪽 길이(mm)	높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
정사각형40mm	40	30	20	5	5
정사각형50mm	50	40	20	5	5

정사각형60mm	60	50	20	5	5
정사각형70mm	70	60	20	5	5
정사각형80mm	80	70	20	5	5
정사각형90mm	90	80	20	5	5
정사각형100mm	100	90	20	5	5
정사각형110mm	110	100	20	5	5
정사각형120mm	120	110	20	5	5