

마이크로웨이브 분해 탱크용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-37



소개

PTFE 분해 탱크는 뛰어난 내화학성, 고온 안정성 및 논스틱 특성으로 유명합니다. 이 탱크는 열악한 실험실 환경에 이상적이며, 낮은 마찰 계수와 불활성 특성으로 화학적 상호 작용을 방지하여 실험 결과의 순도를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	직경(mm)	높이(mm)
30ml	49.5	109
50ml	55	114
100ml	65	124
200ml	74.5	143