


## Ptfe 중공형 청소 바구니/Ptfe 청소 랙 캐리어

품목 번호: PTFE-21



### 소개

PTFE 중공 세척 꽃바구니는 효율적이고 안전한 세척 공정을 위해 설계된 특수 실험실 도구입니다. 고품질 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)으로 제작된 이 바구니는 산, 알칼리, 유기 용제에 대한 내성이 뛰어나 다양한 화학 환경에서도 내구성과 신뢰성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	크기
원형	2인치
원형	3인치
원형	4인치
원형	5인치
원형	6인치
원형	8인치
정사각형	2인치
정사각형	3인치
정사각형	4인치
정사각형	5인치
정사각형	6인치
정사각형	8인치

모델	지름	슬롯 개수	홈 폭	홈 길이	전체 두께	홈 깊이	손잡이 길이
500ml 비커 중공	80mm	24	2.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	26	2.5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	28	2.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	30	1.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	33	1.5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	38	1.5mm	21mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	40	2.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	52	1.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm

500ml 비커 중공	80mm	61	2.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	78	1.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
250ml 비커 중공	우리는 슬롯 크기, 슬롯 수 및 기타 지표를 충족시킬 수 있는 맞춤형 흰색, 미색, 유백색 특수 모양의 꽃 바구니를 제공합니다.						
100ml 비커 중공	우리는 슬롯 크기, 슬롯 수 및 기타 지표를 포함하여 맞춤형 흰색, 회백색, 유백색 특수 모양의 꽃 바구니를 제공합니다.						