

Ptfe 측정 실린더 10/50/100Ml 맞춤형 Ptfe 테프론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-35



소개

PTFE 측정 실린더는 기존 유리 실린더의 견고한 대안입니다. 넓은 온도 범위(최대 260° C)에서 화학적으로 불활성이며 우수한 내식성을 가지며 낮은 마찰 계수를 유지하여 사용 및 세척이 용이합니다.

자세히 알아보기

모델	전체 높이(mm)	파이프 직경(mm)	무게(g)
5ml	83	15	/
10ml	108	17	42
20ml	108	24	64
50ml	118	34	128
100ml	138	40	158
250ml	147	60	374
500ml	160	79	460
1000ml	180	100	699
2000ml	/	/	,