

시약 넓은 입구 가는 입구 샘플 고온 병용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-24



소개

PTFE 시약병은 PTFE 화학병 또는 테플론 시약병이라고도 하며, 기존 유리 시약병의 견고한 대안입니다. 이 병은 산과 알칼리에 모두 매우 강하며 누수 방지 나사 캡이 특징입니다. 실험실 사용에 이상적이며 뛰어난 내화학성, 최대 260°C의 고온 성능 및 우수한 내구성을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	사양	외경	높이	내경
PTFE 소구경 병	25ml	36mm	81mm	21mm
PTFE 소구경 병	50ml	49mm	95mm	20mm
PTFE 소구경 병	100ml	51mm	98mm	20mm
PTFE 소구경 병	150ml	54mm	108mm	20mm
PTFE 소구경 병	250ml	70mm	117mm	35mm
PTFE 소구경 병	500ml	81mm	147mm	35mm
PTFE 소구경 병	1000ml	100mm	188mm	40mm
PTFE 소구경 병	2000ml	145mm	217mm	48mm
PTFE 대구경 병	50ml	50mm	92mm	35mm
PTFE 대구경 병	100ml	52mm	103mm	35mm
PTFE 대구경 병	150ml	54mm	106mm	35mm
PTFE 대구경 병	250ml	68mm	114mm	40mm
PTFE 대구경 병	500ml	81mm	149mm	40mm
PTFE 대구경 병	1000ml	100mm	192mm	48mm
PTFE 대구경 병	2000ml	144mm	220mm	63mm
PTFE 나사구경 평저 시약병	5ml	16mm	55mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	10ml	16mm	108mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	20ml	22mm	106mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	30ml	25mm	124mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	50ml	30mm	125mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	100ml	39mm	139mm	*