

## Ptfe 시약병/와이드 마우스 병/미세 마우스 병/샘플 병/고온 Ptfе

품목 번호: PTFE-24



### 소개

PTFE 시약병 또는 테프론 시약병이라고도 하는 PTFE 시약병은 기존의 유리 시약병을 대체할 수 있는 견고한 제품입니다. 이 병은 산과 알칼리에 대한 내성이 뛰어나며 누출 방지 스크류 캡이 특징입니다. 실험실에서 사용하기에 이상적인 이 제품은 뛰어난 내화학성, 최대 260°C의 고온 내열성, 뛰어난 내구성을 제공합니다.

### 자세히 알아보기

모델	사양	외경	높이	내경
PTFE 소형 입병	25ml	36mm	81mm	21mm
	50ml	49mm	95mm	20mm
	100ml	51mm	98mm	20mm
	150ml	54mm	108mm	20mm
	250ml	70mm	117mm	35mm
	500ml	81mm	147mm	35mm
	1000ml	100mm	188mm	40mm
	2000ml	145mm	217mm	48mm
	PTFE 와이드 마우스 보틀	50ml	50mm	92mm
100ml		52mm	103mm	35mm
150ml		54mm	106mm	35mm
250ml		68mm	114mm	40mm
500ml		81mm	149mm	40mm
PTFE 스크류 마우스 플랫폼 바닥 시약병	1000ml	100mm	192mm	48mm
	2000ml	144mm	220mm	63mm
	5ml	16mm	55mm	*
	10ml	16mm	108mm	*
	20ml	22mm	106mm	*
	30ml	25mm	124mm	*
	50ml	30mm	125mm	*
100ml	39mm	139mm	*	