

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 F4 원뿔 플라스크 삼각 플라스크 50 100 250Ml

품목 번호: PTFE-31



소개

테플론 시약병이라고도 알려진 PTFE 삼각 플라스크는 산과 알칼리 모두를 취급하는 데 적합한 기존 유리병에 대한 견고하고 내화학성 대안입니다. 이 병은 깨지지 않고 가벼우며 누출 방지 나사 캡이 있어 실험실 사용에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	뚜껑 포함 높이(mm)	병 바닥 직경(mm)	내경(mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37