

## Ptfe 삼각형 병/뚜껑이 있는 삼각형 병/원뿔형 플라스크/방부제

품목 번호: PTFE-31



### 소개

테프론 시약병이라고도 하는 PTFE 삼각형 병은 기존 유리병의 견고하고 내화학성이 뛰어난 대안으로, 산과 알칼리를 모두 취급하는 데 적합합니다. 이 병은 깨지지 않고 가벼우며 누출 방지 스크류 캡이 있어 실험실용으로 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델	뚜껑 포함 높이(mm)	병 바닥 지름(mm)	내경(mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37