

Ptfe 삼각형 병/뚜껑이 있는 삼각형 병/원뿔형 플라스크/방부제

품목 번호: PTFE-31



소개

테프론 시약병이라고도 하는 PTFE 삼각형 병은 기존 유리병의 견고하고 내화학성이 뛰어난 대안으로, 산과 알칼리를 모두 취급하는 데 적합합니다. 이 병은 깨지지 않고 가벼우며 누출 방지 스크류 캡이 있어 실험실용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 모델 | 뚜껑 포함 높이(mm) | 병 바닥 지름(mm) | 내경(mm) |
|--------|--------------|-------------|--------|
| 25ml | 88 | 40 | 27 |
| 50ml | 100 | 50 | 27 |
| 100ml | 105 | 59 | 27 |
| 250ml | 150 | 74 | 37 |
| 500ml | 174 | 105 | 37 |
| 1000ml | 220 | 136 | 37 |