

Ptfe 체적 플라스크/강산 및 알칼리 내성, 고온 내성, 내식성

품목 번호: PTFE-25



소개

유리 및 PP 플라스크의 견고한 대안인 PTFE 볼류메트릭 플라스크는 산성 및 알칼리성 액체를 모두 측정하는 데 탁월합니다. 화학적 불활성, 반투명성, 다양한 용량 옵션이 특징인 이 플라스크는 침출되지 않고 매우 깨끗한 배경을 보장합니다. 표면이 달라붙지 않아 세척과 유지보수가 간편하므로 열악한 실험실 환경에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	상단 외경(mm)	병 지름(mm)	병 입구까지의 높이(mm)	병 뚜껑 포함 높이(mm)	무게(g)
12ml	15.6	37	70.5	84.8	40
50ml	24	48.7	87.7	104.8	74
100ml	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250ml	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500ml	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000ml	44.6	143.9	257.2	280.5	940