

실험실 멸균기 랩 오토클레이브 맥동 진공 데스크탑 증기 멸균기

품목 번호: KT-B01



소개

맥동 진공 데스크탑 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목을 신속하게 멸균하는 데 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-XB20J	KT-XB24J
멸균 챔버 용량	20L	24L
멸균 챔버 크기	φ250×420mm	φ250×500mm
정격 작동 압력	0.22Mpa	0.22Mpa
정격 작동 온도	134°C	134°C
멸균 온도 범위	105-134°C	105-134°C
타이머 범위	0-60분	0-60분
챔버 내 온도 균일성	≤±1°C	≤±1°C
전원 공급 장치	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)
멸균 트레이 (mm)	340×200×30 (3개)	340×200×30 (3개)
외부 치수 (mm)	480×480×384	480×480×384
포장 치수 (mm)	700×580×500	700×580×500
총 중량/순 중량	44/40Kg	50/45Kg