

맥동 진공 탁상용 증기 멸균기

품목 번호: KT-B01



소개

맥동 진공 탁상용 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목의 신속한 멸균에 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
멸균 챔버 용적	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24L φ250×470mm
고정 업무 스트레스	0.22Mpa		
정격 작동 온도	134°C		
살균 온도 선택	105-134°C		
타이밍 시간 선택 범위	0-99분		
멸균실의 열균일성	≤±1°C		
전원/공급 전압	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
전체 치수(mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
포장 크기(mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
총중량/순중량	48/43kg	52/47kg	58/53kg

모델	KT-35DV	KT-50DV
멸균 챔버 용적	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
고정 업무 스트레스	0.22Mpa	
정격 작동 온도	134°C	
살균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실의 열균일도	≤±1°C	
전원/공급 전압	AC220V.50Hz/2.7KW	
전체 치수(mm)	550×850×500	600×850×560
포장 크기(mm)	690×860×700	690×900×700
총중량/순중량	113/107kg	125/110kg