

실험실 멸균기 랩 오토클레이브 펄스 진공 리프팅 멸균기

품목 번호: KT-Q02



소개

펄스 진공 리프팅 멸균기는 효율적이고 정확한 멸균을 위한 최첨단 장비입니다. 펄스 진공 기술, 사용자 정의 가능한 사이클, 사용하기 쉬운 디자인을 통해 간편한 작동과 안전성을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
멸균 챔버의 유효 부피	60L $\phi 396 \times 490\text{mm}$	80L $\phi 396 \times 650\text{mm}$	100L $504 \times 404 \times 502\text{mm}$	120L $504 \times 404 \times 590\text{mm}$
리프팅 후 높이	1310	1590	1475	1565
작동 압력	0.22Mpa			
작동 온도	134°C			
열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
타이밍 선택 범위	0.99분			
온도 선택 범위	105-134°C			
전력/공급 전압	증기 발생기 전력: 3KW 건조 벨트 전력: 2.4KW/AC220V 50HZ		증기 발생기 전력: 3.6KW 건조 벨트 전력: 2.4KW/AC220V 50HZ	
치수 (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
운송 부피 (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
총 중량/순 중량	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg