

펄스 진공 리프팅 살균기

품목 번호: KT-Q02



소개

펄스 진공 리프팅 살균기는 효율적이고 정밀한 살균을 위한 최첨단 장비입니다. 맥동 진공 기술, 사용자 정의 가능한 주기 및 사용자 친화적인 디자인을 사용하여 작동이 쉽고 안전합니다.

자세히 알아보기

모델	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
멸균 챔버의 유효 부피	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
리프팅 후 높이	1310년	1590년	1475년	1565년
작업 압력	0.22Mpa			
작동 온도	134°C			
열 균일성	≤±1°C			
타이밍 선택 범위	0-99분			
온도 선택 범위	105-134°C			
전원/공급 전압	증기 발생기 전력: 3KW 건조용 벨트 전력: 2.4KW/AC220V 50HZ		증기 발생기 전력: 3.6KW 건조용 벨트 전력: 2.4KW/AC220V 50HZ	
치수(mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
운반 부피(mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
총중량/순중량	210kg/180kg	230kg/200kg	300kg/270kg	325kg/295kg