


단일 펀치 전기 타블렛 프레스 기계 실험실 분말 타블렛 펀칭 Tdp 타블렛 프레스

품목 번호: TPM-03



소개

단일 펀치 전기 타블렛 프레스는 제약, 화학, 식품, 야금 및 기타 산업의 기업 실험실에 적합한 실험실 규모의 타블렛 프레스입니다.

자세히 알아보기

조절 가능한 펀칭 압력	50KN
조절 가능한 타블렛 직경	5mm - 25mm
조절 가능한 타블렛 두께	0.5-8mm
충전 깊이	20mm
생산 능력	3600개/시간
모터 출력	1.5kW
나무 상자 포장 치수	580*500*830mm
외부 나무 상자 포함 무게	150kg (수출 훈증 무료 나무 상자 포장 포함)