

## 단일 펀치 전기 정제 프레스 실험실 분말 정제 기계

품목 번호: TPM-03



### 소개

싱글 펀치 전동 태블릿 프레스는 제약, 화학, 식품, 야금 및 기타 산업의 기업 실험실에 적합한 실험실 규모의 태블릿 프레스입니다.

[자세히 알아보기](#)

조정 가능한 펀칭 압력	50KN
조정 가능한 정제 직경	5mm - 25mm
조절 가능한 정제 두께	0.5-8mm
채우는 깊이	20mm
생산 능력	3600개/시간
모터 파워	1.5kW
나무 상자 포장 치수	580*500*830mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	150kg (수출무훈증 나무상자포장 포함)