

단일 펀치 전기 정제 프레스 기계 Tdp 정제 타정기

품목 번호: TPM-04



소개

전기 정제 타정기는 다양한 과립 및 분말 원료를 디스크 및 기타 기하학적 형태로 압축하도록 설계된 실험실 장비입니다. 일반적으로 의약, 건강식품, 식품 및 기타 산업에서 소량 생산 및 가공에 사용됩니다. 이 기계는 작고 가벼우며 조작이 쉬워 진료소, 학교, 실험실 및 연구 기관에서 사용하기에 적합합니다.

자세히 알아보기

조절 가능한 타정 압력	15KN
조절 가능한 정제 직경	5mm - 12mm
정제 직경 범위	5-12mm (5, 6, 8, 10, 12MM 제고 보유, 원하는 사양 선택 가능)
조절 가능한 정제 두께	2-6mm
생산 능력	5000개/시간
모터 출력	0.37kW
나무 상자 포장 치수	710*450*775mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	65kg(수출용 혼증 없는 나무 상자 포장 포함)