

단일 편칭 전기 태블릿 편칭기

품목 번호: TPM-04



소개

전기 정제 편칭기는 다양한 입상 및 분말 원료를 디스크 및 기타 기하학적 모양으로 압축하기 위해 설계된 실험실 장비입니다. 이는 제약, 의료 제품, 식품 및 기타 산업에서 소량 생산 및 가공을 위해 일반적으로 사용됩니다. 이 기계는 작고 가벼우며 작동이 간편하여 진료소, 학교, 실험실, 연구실에서 사용하기에 적합합니다.

자세히 알아보기

조정 가능한 편칭 압력	15KN
조정 가능한 정제 직경	5mm - 12mm
정제 직경 범위	5-12mm (5, 6, 8, 10, 12MM 재고 있음, 모든 사양 선택)
조절 가능한 정제 두께	2-6mm
생산 능력	5000 조각/시간
모터 파워	0.37kW
나무 상자 포장 치수	710*450*775mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	65kg (수출무훈증 나무상자포장 포함)