

실험실 진동체 진동체 기계 슬랩 진동체

품목 번호: KT-T200TAP



소개

KT-T200TAP는 실험실 데스크탑용 슬랩 및 진동 체질 기구로, 300rpm 수평 회전 운동과 300번의 수직 슬랩 운동으로 수동 체질을 시뮬레이션하여 샘플 입자가 더 잘 통과하도록 돕습니다.

자세히 알아보기

체 직경(mm)	200
스크린 층	1-7 층
스윙 횟수 (회/분)	290±10
타격 횟수 (회/분)	156±10
왕복 횟수	25
슬랩 높이	38±6
전력(W)	550
전압(V)	220
치수 (mm)	H500*1500*W730
스크린 무게(kg)	80