

슬랩 진동 체

품목 번호: KT-T200TAP



소개

KT-T200TAP은 실험실 데스크톱용 슬래핑 및 진동 체질기로, 300rpm의 수평 원형 동작과 300개의 수직 슬래핑 동작으로 수동 체질을 시뮬레이션하여 시료 입자가 더 잘 통과할 수 있도록 도와줍니다.

자세히 알아보기

체 직경(mm)	200
스크린 레이어	1~7층
스윙 횟수(회/분)	290±10
타격 횟수(횟수/분)	156±10
왕복 횟수	25
슬랩 높이	38±6
전력(W)	550
전압(V)	220
치수(mm)	H500*1500*W730
스크린 무게(kg)	80