

슬래핑 타입 멸균 균질화기 조직 매싱 균질화기 분산기

품목 번호: KTL-6



소개

슬래핑 멸균 균질화기는 고체 시료에 포함된 입자와 표면의 입자를 효과적으로 분리하여 멸균 백의 혼합 시료가 완전히 대표성을 갖도록 할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
전압	AC 220V		
주파수	50Hz		
총 전력	200W	220W	500W
디스플레이 모드	4.3인치 터치 스크린		
슬랩 속도 범위	3~12회/s		
유효 용량	3-400ml		
소독 기능	/	예	
소독 파장	/	253.7nm	
타이밍 범위 태핑 시간	1S-99시간59분59초 또는 연속 작동		
프로그램 편집 기능	8-세그먼트 조합		
순 중량	18kg		
치수	460×250×330mm		