

가열 플레이트가 있는 30T 40T 분리형 자동 가열 유압 프레스 기계 (실험실용 핫 프레스)

품목 번호: PCSE



소개

재료 연구, 제약, 세라믹 및 전자 산업에서 정밀한 시료 준비를 위한 분리형 자동 가열 실험실 프레스 30T/40T를 만나보십시오. 작은 공간을 차지하고 최대 300°C까지 가열되므로 진공 환경에서의 처리에 완벽합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
압력 범위	0-40.0 톤	0-30.0 톤
가압 과정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍
금형 가열 온도	상온-300.0°C	상온 -300.0°C/500.0°C
단열 방법	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방법	수냉식 빠른 냉각 [선택 사항 수냉 장치]	수냉식 빠른 냉각 [선택 사항 수냉 장치]
핫 플레이트 크기	400×400mm(M×N)	300×300mm(M×N)
호스트 크기	500×480X650(K×P×H)	380×350×600mm(K×P×H)
치수	850×480X650(L×W×H)	700×400×600mm(L×W×H)
전원 공급 장치	5500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)	3500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)
무게	480kg	280kg