

## 분할 자동 가열식 실험실 펠릿 프레스 30T / 40T

품목 번호: PCSE



### 소개

재료 연구, 제약, 세라믹 및 전자 산업에서 정밀한 시료 준비를 위한 당사의 분할 자동 가열식 실험실 프레스 30T/40T를 만나보세요. 설치 공간이 작고 최대 300°C까지 가열할 수 있어 진공 환경에서 처리하는 데 적합합니다.

### 자세히 알아보기

기기 모델	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
압력 범위	0-40.0톤	0-30.0톤
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 보류 - 시간 지정 압력 해제
금형 가열 온도	실온-300.0C	실내 온도 -300.0C/500.0C
단열 방법	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방법	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]
핫플레이트 크기	400×400mm(M×N)	300×300mm(M×N)
호스트 크기	500×480x650(K×P×H)	380×350×600mm(K×P×H)
치수	850×480x650(L×W×H)	700×400×600mm(L×W×H)
전원 공급 장치	5500W(220V/110V 사용자 지정 가능)	3500W(220V/110V 사용자 지정 가능)
무게	480 Kg	280 Kg