

## 가열 유압 프레스 기계 (가열 플레이트 포함) 분리형 수동 실험실 열 프레스

품목 번호: PCSM



### 소개

분리형 수동 가열 실험실 프레스로 시료를 효율적으로 준비하십시오. 최대 40톤의 압력 범위와 최대 300°C의 가열 플레이트로 다양한 산업 분야에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 기기 모델        | PCSM-30T3030                  | PCSM-40T4040                  |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 압력 범위        | 0-30.0 톤                      | 0-40.0 톤                      |
| 피스톤 직경       | 130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        | 130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        |
| 주요 전체 구조     | 오일 누출 지점을 줄이기 위한 밀봉 연결이 없는 장비 | 오일 누출 지점을 줄이기 위한 밀봉 연결이 없는 장비 |
| 금형 가열 온도     | 실온-300.0°C/500.0°C            | 실온-300.0°C                    |
| 단열 방법        | 수입 단열 보드                      | 수입 단열 보드                      |
| 냉각 방법        | 물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기] | 물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기] |
| 열판 크기        | 300×300mm (M×N)               | 400×400mm(M×N)                |
| 호스트 크기       | 380×350X600mm(K×P×H)          | 500×480×650(K×P×H)            |
| 치수           | 700×400×600mm(L×W×H)          | 800×480×650(L×W×H)            |
| 전원 공급 장치     | 3000 W(220V/110V 맞춤 가능)       | 5000 W(220V/110V 맞춤 가능)       |
| 무게           | 260 Kg                        | 460Kg                         |
| 분말 압축기 치수 도면 | 아래 사진 참조                      | 아래 사진 참조                      |